

SONOPULSE II SYSTEM

Terapia combinada

Equipo microcontrolado utilizado para terapias con ultrasonido en las frecuencias de 1,1 MHz y 3,3 MHz; y electroestimulación con las corrientes High Volt, Aussie, Rusa, Interferencial Bipolar, Interferencial Tetrapolar, TENS, FES, Polarizada y Microcorriente.

Permite hacer terapia combinada, es decir, ultrasonido asociado a electroestimulación. Cuenta con protocolos establecidos para rehabilitación y estética.



SONOPULSE II SYSTEM

Terapia combinada

1. Corrientes

- Corriente Aussie
- Corriente Rusa.
- Corriente FES/EMS
- Corriente TENS.
- Corriente Interferencial Bipolar
- Corriente Interferencial Tetrapolar
- Microcorrientes
- Polarizada
- Pulsada de alto voltaje




SONOPULSE II SYSTEM

Terapia combinada

Indicaciones Ultrasonido

- Alivio del dolor.
- Reducción de los espasmos musculares.
- Aumento del flujo sanguíneo local.
- Aumento de la amplitud de movimiento de articulaciones
- Alivio del dolor
- Disminución de espasmos musculares y contractura articular
- Permeabilidad de fármacos (sonoforesis).
- Aumento de la circulación local.
- Celulitis
- Lipólisis



SONOPULSE II SYSTEM

Terapia combinada

- Diseñado para tratamientos de rehabilitación física y estética.
- 162 protocolos pre-programados (110 rehabilitación y 52 estética) 20 protocolos particulares.
- Sensor de temperatura que protege los cristales.
- Tiene 3 transductores ergómicos con eras de: 1 cm², 6 cm², 10 cm² de diámetro.
- Actua a diferentes niveles de profundidad.
- Modo continuo, pulsado y **superpulsado 75%**
- Terapia combionada (Ultrasonido + Corriente)₂
- Ciclo de trabajo de 10%, 20% 50% y 75%.
- Frecuencia de pulso de 16Hz, 48 Hz, 100 Hz.
- Potencia máxima 30w.
- Transductor sumergible en agua.
- Fuente de alimentación eléctrica de 100v -120v
- Pantalla LCD.
-