

SONOFOCUS

HIFU corporal y facial

Sonofocus cuenta con aplicador HIFU Facial y HIFU Corporal, posibilita el tratamiento en grasa subcutánea y rejuvenecimiento facial, tecnología curva, transductor corporal utilizado para modelar el cuerpo de forma no invasiva y masaje vibratorio.

*Con disparos ilimitados



SONOFOCUS

Aplicadores

Cuatro (4) puntas para el aplicador de área pequeña, que garantizan un mayor control del nivel de profundidad de la onda ultrasónica, en los siguientes tamaños:



- Punta de 1,5 mm: cicatrices de acné, arrugas superficiales y rejuvenecimiento íntimo y tisular.
- Punta de 3 mm: arrugas profundas y rejuvenecimiento facial, flacidez cutánea facial y corporal.
- Punta de 4,5 mm: lifting facial, rejuvenecimiento facial, SMAS y flacidez facial y corporal.
- Punta de 6 mm: elevación del cuerpo

INDICACIONES

H.I.F.U corporal:

- Tratamiento de grasa localizada;
- Modelado no invasivo del contorno corporal.

H.I.F.U facial:

- Tratamiento de la grasa subcutánea;
- Rejuvenecimiento y flacidez de la piel.

Masaje aura:

- Disminución del edema;
- Alivio temporal del dolor

DERMOTONUS

Esthetic

Un equipo multifuncional desarrollado para actuar en las áreas de medicina estética facial corporal e íntima.

Posee:

- Radiofrecuencia y tecarterapia con 9 frecuencias fijas
- Potencia máxima 120 W
- Display touch

¡Muchas más posibilidades para sus consultas!

5 modalidades terapéuticas:

- Radiofrecuencia asociada a la vacumterapia
- Tecarterapia
- Endermología
- Microdermoabrasión mediante peeling de Diamante
- Radiofrecuencia



RADIOFRECUENCIA + VACUMTERAPIA

Mismo aplicador

DERMOTONUS

Esthetic

Aplicadores:

- 2 Aplicadores de Radiofrecuencia con Vacuum Terapia asociada (corporal y facial)
- 3 aplicadores de tercarterapia monopolares (opcional)
- 6 aplicadores de tecarterapia bipolar (opcional)



20

Protocolos particulares
para cada modo de aplicación total 100
protocolos particulares.



40

Protocolos pre- programados



INDICACIONES:

- Flacidez de la piel
- Renovación celular
- Rejuvenecimiento facial
- Tratamiento de adherencias y cicatrices
- Mejora del contorno corporal
- Drenaje linfático
- Reducción de celulitis
- Rejuvenecimiento vulvo-vaginal

CRIOLIPOLISIS POLARYS PLAXX

Asociado con Electroestimulación

Único equipo del mercado que tiene un aplicador de Criolipolisis con electroestimulación integrada en el mismo aplicador, así mismo las corrientes también pueden ser usadas de manera aislada con electrodos y/o agujas.

Polarys Plaxx puede ser utilizado en estética íntima, facial y corporal, con la exclusividad de poder realizar tratamientos en simultáneo en todas las áreas del cuerpo.

Cuenta con las siguientes corrientes:

- TENS
- AUSSIE
- MICROCORRIENTE



POLARYS PLAXX

6 modos terapéuticos en un solo equipo

Poseé 39 sugerencias de uso para ayudar al usuario y también tiene 20 protocolos particulares.



Criolipólisis Estática

Modo convencional de Criolipólisis, sin movimientos. Con opción de 5 modos ; Reperusión, preparación, convencional, contraste y reperusión automática.



Criolipólisis Dinámica

Permite al usuario realizar criolipólisis + electroestimulación en la misma área corporal.



Criolipólisis Combinada

Permite al usuario realizar criolipólisis + electroestimulación en la misma región corporal al mismo tiempo.



Sistema Duet

Permite al usuario realizar criolipólisis + Electroestimulación en áreas diferentes.



Electroestimulación

Permite al usuario realizar la aplicación de corrientes: Aussie, Microcorrientes ó TENS.



Modo Personalizado

Permite al usuario ajustar terapias de forma personalizada para cada uno de los aplicadores conectados.

Para todos los modos de terapias será posible escoger **SOLAMENTE** una de las corrientes en el mismo tratamiento

POLARYS PLAXX


Aplicadores

Aplicador Terapia combinada



Aplicador de Criolipolisis +
Electroestimulación

Aplicador Grande



Aplicador de 19cm * 14 cm
sin márgenes.

Aplicador Plano



Aplicador con punteras intercambiables



Punteras autoclavables, los tamaños y curvaturas fueron desarrolladas para un ajuste perfecto en varias regiones y tipos de cuerpos

Los APLICADORES cuentan con un sistema de refrigeración por agua, agilizando y potenciando los resultados clínicos.

Enfriamiento: +8°C A -11°C

Calentamiento: Hasta 40°C

POLARYS PLAXX

Asociado con Electroestimulación

INDICACIONES

- Disminución de la grasa localizada
- Aumento de la circulación sanguínea
- Fortalecimiento muscular
- Drenaje linfático
- Rejuvenecimiento facial
- Grasa localizada íntima
- Flacidez facial y corporal
- Celulitis

