

NEARTEK

Rehabilitación

Un equipo de diatermia por transferencia Eléctrica Capacitiva y Resistiva de alta Frecuencia desarrollado para su utilización en las áreas de estética, estética íntima.

Neartek trabaja en una faja de frecuencia entre 300 MHz a 1000 MHz

Cuenta con diferentes piezas de mano:

- Bipolar
- Monopolar
- Tetera polar
- Decapolar



Certificamos que el equipo, sus accesorios o componentes no contienen ni utilizan material radioactivo

NEARTEK

Rehabilitación

INDICACIONES CORRIENTES TECARTERAPIA/RADIOFRECUENCIA

- Drenaje linfático
- Disminución del edema
- Liberación miofascial
- Relajación Muscular
- Alivio del dolor

CONTRAINDICACIONES

- Dispositivo electrónico implantado como el marcapasos cardíaco.
- Implante metálico grande en el área tratada.
- Pacientes gestantes.
- Pacientes con insuficiencia venosa de los miembros inferiores.
- Sobre áreas neoplásicas.
- Sobre los nervios de los senos carotideos.
- Pacientes con epilepsia.
- Cáncer.
- Sobre soluciones de continuidad.



Certificamos que el equipo, sus accesorios o componentes no contienen ni utilizan material radioactivo