

SONOPULSE III

Ultrasonido

Equipo de US 1 Mhz y 3 Mhz, diseño ergonómico, pequeño y ligero. Ideal para trabajar a domicilio ó en gabinete. Cuenta con protocolos establecidos para rehabilitación.



Certificamos que el equipo, sus accesorios o componentes no contienen ni utilizan material radioactivo

SONOPULSE III

Ultrasonido

INDICACIONES:

- Alivio del dolor.
- Reducción de los espasmos musculares.
- Aumento del flujo sanguíneo local.
- Capsulitis adhesiva.
- Bursitis con ligera calcificación. Miositis.
- Lesión de tejidos blandos
- Acortamiento de tendones post lesión y cicatriz.
- Alivio del dolor crónico.
- Contracturas articulares .

CONTRAINDICACIONES:

- En gestantes o sobre pacientes con sospecha del embarazo.
- Dolor no diagnosticado.
- Sobre áreas neoplásicas o sobre áreas donde el tumor fue removido.
- Aplicado sobre los ojos.
- Sobre epífisis óseas aún en crecimiento.
- No aplicar ultrasonido sobre áreas previamente tratadas con radioterapia.
- No debe ser aplicado sobre el área cardíaca.
- Sobre áreas de tromboflebitis, trombosis venosa profunda, émbolos y aterosclerosis grave.
- No debe ser aplicado en casos de sospecha de enfermedad infecciosa .



Certificamos que el equipo, sus accesorios o componentes no contienen ni utilizan material radioactivo