

CRIOLIPOLISIS POLARYS PLAXX

Asociado con Electroestimulación

Único equipo del mercado que tiene un aplicador de Criolipolisis con electroestimulación integrada en el mismo aplicador, así mismo las corrientes también pueden ser usadas de manera aislada con electrodos y/o agujas.

Polarys Plaxx puede ser utilizado en estética íntima, facial y corporal, con la exclusividad de poder realizar tratamientos en simultáneo en todas las áreas del cuerpo.

Cuenta con las siguientes corrientes:

- TENS
- AUSSIE
- MICROCORRIENTE



POLARYS PLAXX

6 modos terapéuticos en un solo equipo

Poseé 39 sugerencias de uso para ayudar al usuario y también tiene 20 protocolos particulares.



Criolipólisis Estática

Modo convencional de Criolipólisis, sin movimientos. Con opción de 5 modos ; Reperusión, preparación, convencional, contraste y reperusión automática.



Criolipólisis Dinámica

Permite al usuario realizar criolipólisis + electroestimulación en la misma área corporal.



Criolipólisis Combinada

Permite al usuario realizar criolipólisis + electroestimulación en la misma región corporal al mismo tiempo.



Sistema Duet

Permite al usuario realizar criolipólisis + Electroestimulación en áreas diferentes.



Electroestimulación

Permite al usuario realizar la aplicación de corrientes: Aussie, Microcorrientes ó TENS.



Modo Personalizado

Permite al usuario ajustar terapias de forma personalizada para cada uno de los aplicadores conectados.

Para todos los modos de terapias será posible escoger **SOLAMENTE** una de las corrientes en el mismo tratamiento

POLARYS PLAXX


Aplicadores

Aplicador Terapia combinada



Aplicador de Criolipolisis +
Electroestimulación

Aplicador Grande



Aplicador de 19cm * 14 cm
sin márgenes.

Aplicador Plano



Aplicador con punteras intercambiables



Punteras autoclavables, los tamaños y curvaturas fueron desarrolladas para un ajuste perfecto en varias regiones y tipos de cuerpos

Los APLICADORES cuentan con un sistema de refrigeración por agua, agilizando y potenciando los resultados clínicos.

Enfriamiento: +8°C A -11°C

Calentamiento: Hasta 40°C

POLARYS PLAXX

Asociado con Electroestimulación

INDICACIONES

- Disminución de la grasa localizada
- Aumento de la circulación sanguínea
- Fortalecimiento muscular
- Drenaje linfático
- Rejuvenecimiento facial
- Grasa localizada intima
- Flacidez facial y corporal
- Celulitis



