

STRIAT

Electroestimulador

- Electro-estimulador transcutáneo y percutáneo destinado a los tratamientos de estética, que presenta un canal de estimulación con la corriente eléctrica continua microgalvánica. Este equipo está compuesto por intensidad de corriente de hasta 990 microamperios y posibilita el ajuste del tiempo de aplicación.

1. Indicaciones

- Aumento de la circulación sanguínea
- Electro lifting
- Arrugas
- Estrías; Líneas faciales
- Cicatrices atróficas

3 modos de uso

- Corriente micro galvánica (GMES)
- Corriente de alto voltaje
- Modo dual (GMES y alto voltaje utilizados al mismo tiempo)

Micro-galvánica:

- Hemofilia
- Vitíligo
- Queloides o propensión a queloides
- Anemia proteica
- Solución de continuidad
- Uso de antiinflamatorios o corticoides sistémicos.



STRIAT

Electroestimulador

- Electro-estimulador transcutáneo y percutáneo destinado a los tratamientos de estética, que presenta un canal de estimulación con la corriente eléctrica continua microgalvánica. Este equipo está compuesto por intensidad de corriente de hasta 990 microamperios y posibilita el ajuste del tiempo de aplicación.

Protocolos preprogramados

Con base científica

- ⊕ Electrolifting para estrías
- ⊕ Electrolifting para las arrugas con aguja
- ⊕ Electrolifting sin aguja para las arrugas
- ⊕ Lesiones cutáneas no infectadas
- ⊕ Lesiones cutáneas infectadas
- ⊕ Electroporación dinámica facial
- ⊕ Electrolifting para estrías
- ⊕ Electrolifting para las arrugas con aguja
- ⊕ Electrolifting sin aguja para las arrugas
- ⊕ Electrolifting para estrías + analgesia
- ⊕ Electrolifting para arrugas con aguja + analgesia

