

SONOPEEL

Sonopeel es un equipo microcontrolado de peeling ultrasónico , microcorriente (MENS) y microcorriente galvánica (GMES), destinado a tratamientos estéticos.

Posee una frecuencia de 26.5KHz, lo que permite la aplicación simultánea de terapia combinada, es decir, emisión de ultrasonido con estimulación eléctrica por microcorriente (alterna o galvánica). La intensidad requerida para el tratamiento depende de la sensación del paciente y de los objetivos clínicos.

La selección de funciones y parámetros del dispositivo se realiza a través de un teclado táctil con información presentada en una pantalla de cristal líquido. Sonopeel ofrece controles independientes para la intensidad del peeling ultrasónico , electroestimulación por microcorriente (MENS) y microcorriente galvánica (GMES). También cuenta con una pantalla LCD Blue Light más grande que facilita la programación.



SONOPEEL

Peeling ultrasónico

- Eliminación de impurezas y células muertas
- Tono de piel mejorado
- Mejora de la permeación de activos cosméticos
- Mejor drenaje y desintoxicación de tejidos
- Aumento de la circulación sanguínea local
- Micro-corriente (MENS)

Rejuvenecimiento facial

- Tono de piel mejorado;
- Mejora de la cicatrización de la piel acneica
- Mejora de la cicatrización después de la cirugía plástica
- Mejora de la regeneración tisular post- peeling
- Aumento de la circulación sanguínea local
- Alivio del dolor sintomático después de la cirugía plástica

Micro-corriente galvánica (GMES)

- Mejora de la permeación de activos cosméticos por iontoforesis
- Aumento de la circulación sanguínea local
- Tratamiento antiarrugas (electrolifting)
- Tratamiento de estrías (electrolifting)



SONOPEEL



Características técnicas

- Bivoltaje 100/240V | 50/60 Hz;
- Ancho: 27 cm;
- Profundidad: 26,6 cm;
- Altura: 12,5 cm;
- Peso bruto (completo con caja): 2,5 kg;
- Peso aproximado sin accesorios: 1kg.